



Benefícios adicionais:

- Conector compatível com TODOS equipamentos do mercado
- Maior superfície de contato
- Traçados de alta qualidade
- Design que oferece mais conforto ao paciente no registro prolongado de EEG

QUALIDADE SUPERIOR, PRATICIDADE SEM IGUAL

Eletrodos de cúpula para EEG - Webbed

Os Eletrodos de Cúpula para EEG modelo Webbed, da RhythmLink, foram desenhados e fabricados pensando na segurança e no conforto do paciente para registros de longa duração. Comparado com eletrodos reutilizáveis, os eletrodos descartáveis da RhythmLink possuem um melhor custo benefício. Elimine o risco de contaminação e comece a poupar dinheiro e tempo utilizando eletrodos descartáveis.

Materiais

Cúpula	Plástico ABS banhado com Ag/AgCl
Fio	Cobre/Estanho com capa de PVC
Ligação cúpula-fio	Epóxi-Prata
Conector	DIN 42 802 (Touch Proof)
Esterilização	Não

Especificações

- Revestimento - Ag/AgCl
- Diâmetro da cúpula - 10 mm
- Comprimento do cabo - 1.5 e 2.5 m
- Pacote com 10 unidades

Segurança Ambiental

Eletrodo livre de Latex	✓
Embalagem livre de PVC	✓

Embalagem

Tamanho

Instruções de uso

Limpe o local de aplicação. Posicione o eletrodo utilizando gel condutivo, pasta, colódio ou material similar. Após o uso, remova o eletrodo e limpe o local de aplicação.

Limpeza e esterilização

Produto de uso único. Descarte o eletrodo após o uso.

