

COLACRIL® RIBBON CERA PREMIUM

Descrição do produto

Ribbon Cera Premium é revestido com backcoat, com uma quantidade adicional de resina na formulação.

Substratos recomendados

- Papéis: termotransferência e couchê, chapado e fluorescente.
- Filmes plásticos: polietileno, polipropileno (BOPP) e poliéster.
- Produtos Colacril indicados:

o COLACRIL® COUCHÊ 80GR/ADC ___/60GR

o COLACRIL® TRANSTÉRMICO PREMIUM 68GR/ADC ___/60GR

o COLACRIL® PAPEL FLUORESCENTE ___/ADC ___/60GR

Propriedades

Descrição	Método de medida	Valores
Material da Tinta	----	Cera
Espessura total (μ)	Micrômetro	8,0 \pm 0,5 μ
Espessura do filme base (μ)	Micrômetro	4,8 \pm 0,3 μ
Espessura da tinta (μ)	Micrômetro	3,2 \pm 0,2 μ
Ponto de fusão da tinta	\neq Varrimento por calor	75°C
Cor	Visual	Preta

Durabilidade da imagem impressa

Material da etiqueta: papel revestido

Descrição	Método de medida	Valores
Densidade de impressão: 6 pol/s	> 1.80	Densitômetro
Resistência a borões: ANSI A ¹	Teste, resistência a borões: 50 ciclos@ 500 gramas com pano de algodão.	----
Resistência a riscos: ANSI A ¹	Teste, resistência a riscos: 20 @ 200 gramas com ponta em aço inoxidável	----

Representa os padrões de graduação do AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (ANSI), medidos sob dadas condições. As graduações são A, B, C, D e F, onde A é excelente, B está acima da média, C é médio, D é abaixo da média e F é ruim.

Aplicações

- Desenvolvido para etiquetas e tags, revestidos ou não; assegura a nitidez do código de barras, independente da posição da impressão, aprimorando as exigências de impressão em etiquetas e tags para a expedição e armazenamento.
- Recomendado para tags para o varejo de confecção, pois não mancha os tecidos, mesmo quando passados à ferro, expostos ao vapor ou estocados por longos períodos de tempo.
- Adequado para etiquetas da indústria farmacêutica, para impressões com melhor contraste e maior durabilidade em aplicações mais críticas.

Garantias

1. Todas as informações, recomendações e descrições dos produtos Colacril® são baseadas nos melhores dados disponíveis no momento da conclusão de seu desenvolvimento, porém não constituem garantia. A Colacril® indica que sejam feitos testes antes da homologação de qualquer aplicação com seus produtos. Todos os produtos Colacril® são vendidos mediante confirmação do comprador, de que aquele produto se adequa ao fim a que se destina. Os produtos Colacril® são garantidos por 1 ano, a partir da emissão de sua nota fiscal, desde que mantidos em sua embalagem de origem e estocados em temperatura ambiente entre 15°C a 30°C e umidade relativa entre 50% a 70%. Filmes com tratamento corona não são garantidos, pois a Colacril® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado. Qualquer produto que, comprovadamente não esteja dentro das especificações determinadas pela Colacril® e dentro do prazo de garantia previsto, será substituído sem custos para o cliente ou, a critério da Colacril®, será emitida uma nota de crédito no valor que esta considerar razoável. Deve-se ressaltar que, em nenhum caso, a Colacril® será responsável por reclamações de valores superiores à reposição de seus produtos ou por danos acidentais. **Excetuando-se o que está estabelecido acima, nenhuma outra garantia expressa ou implícita será aplicada aos produtos vendidos pela COLACRIL®. A COLACRIL® não levará em consideração qualquer modificação, alteração ou garantia adicional nas condições citadas acima, sem nenhuma exceção, salvo em casos em que ela seja efetuada por escrito e assinada por pessoa com poder legal para esse ato. Este documento não é controlado e vale somente como informação, podendo sofrer revisões sem aviso prévio.**

2. Produtos convertidos: quando os materiais apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à COLACRIL para análise do departamento técnico, que levará em conta as condições climáticas de aplicação e substrato. Caso seja constatado problema, somente o material fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da COLACRIL.

3. Para os valores e demais especificação técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Colacril®.